

Cyclone séparateur de laboratoire MZS 140

Idéal pour une séparation simple et exacte dans une plage de 3 - 150 microns.

Son grand atout, à part la séparation très précise, est une maintenance et un nettoyage très rapide et facile.

Pour obtenir de bons résultats avec des petites quantités, il suffit de brancher un aspirateur conventionnel.

Domaines d'utilisation :

- Laboratoires,
- Production de petite quantité,
- Universités...

Plages d'utilisation :

Finesse : 3 - 150 μm

Débit: 1 - 10 kg/h

Quantité d'air : 30 - 50 m³/h

